

das Inkontinenz-Therapiegerät



- 6 Programme
davon 1 Programm, das in bis zu 5 Phasen aufgeteilt,
selbst konfiguriert werden kann
- Digitales Zweikanalgerät
- Behandlungszeit in freiem Programm von 1 Min. – 10 Std. wählbar
- Anzeige der verbleibenden Behandlungszeit
- Therapiekontrolle als globale Übersicht oder detailliert für
jede einzelne Behandlungssitzung der letzten 60 Tage
- Integrierte Real-Time-Clock (RTC)
- Hohes Sicherheitsniveau zum Schutz des Nutzers
- CE 0123

Biolito kann bei folgenden Formen der Inkontinenz eingesetzt werden:

- Bei der **Stressinkontinenz** sind die zum Verschlussmechanismus
gehörenden Muskelgruppen nicht mehr voll funktionsfähig.
Bei Druckerhöhungen (z. B. durch Niesen, Husten, Lachen oder
körperlicher Anstrengung) kommt es auch ohne Harndrang zu
Urinverlusten.
- Bei der **Dranginkontinenz** ist der Verschlussmechanismus von
Blase und Harnröhre meist voll funktionsfähig. Häufig kommt
es zu Austreibbewegungen der Blase, die willentlich nicht unter-
drückt werden können. Man spricht von einem überaktiven
Blasenmuskel. Der Harndrang ist nicht mehr beherrschbar und
der Druck der Blase wird so stark, daß der Widerstand des
gesunden Schließmuskelsystems überwunden wird.
- Bei einer **Mischform aus Stress- und Dranginkontinenz** liegt
sowohl eine Schwäche des Schließmuskelsystems als auch
ein überaktiver Blasenmuskel vor.
- Bei der **Stuhlinkontinenz** liegt eine Störung der Funktion des
Enddarmverschlusssystems (Sphinkter anus externus) vor.
Eine kontrollierbare Abgabe von Darminhalt ist nicht mehr
möglich.

Technische Daten:

- Zwei isolierte, unabhängige Kanäle
- Impulsform: Asymmetrisch, rechteckig, biphasisch
(ohne Gleichstromanteil)
- Intensität: 0 – 80 mA
- Frequenz: 1 – 150 Hz
- Impulsweite: 50 µs – 450 µs
- Anstiegszeit: 0,1 – 9,9 Sekunden

Geräte-Set:

- 1 Biolito-Beckenbodenstimulator
 - 2 Verbindungskabel für die Elektrodenpaare/Sonde
 - 1 Batterie 9V
 - 1 Bedienungsanleitung
- und
- 4 selbstklebende Elektroden (40 x 40 mm),
4 selbstklebende Elektroden (40 x 80 mm)
= Artikelnummer 010 E-202 / PZN 01266289
- oder
- 1 Vaginalsonde IncoProbe V + 1 Elektrodengel
= Artikelnummer 010 E-203
- oder
- 1 Rektalsonde IncoProbe R + 1 Elektrodengel
= Artikelnummer 010 E-204