

der Multifunktionsstimulator



- 12 Programme für Schmerzreduktion (TENS), Muskelaufbau (EMS) und Inkontinenz-Therapie
davon 1 Programm, das in bis zu 5 Phasen aufgeteilt, selbst konfiguriert werden kann
- Digitales Zweikanalgerät
- Behandlungszeit in freiem Programm von 1 Min. – 10 Std. wählbar
- Anzeige der verbleibenden Behandlungszeit
- Therapiekontrolle als globale Übersicht oder detailliert für jede einzelne Behandlungssitzung der letzten 60 Tage
- Integrierte Real-Time-Clock (RTC)
- Hohes Sicherheitsniveau zum Schutz des Nutzers
- CE 0123

Myolito vereint drei Therapieformen in einem Gerät:

Für die Schmerztherapie können vier unterschiedliche Betriebsarten genutzt werden:

- Kontinuierlicher Stromfluss
- Modulierter Impuls
- Burst-Modus
- Han-Modus

Für das rehabilitative Muskeltraining sind Programme enthalten, die entweder gezielt Muskelaufbau und -kräftigung ermöglichen oder aber der Entspannung und Entschlackung dienen können. Muskuläre Disbalancen können verhindert und Regenerationsprozesse beschleunigt werden.

Die Inkontinenztherapie beinhaltet Behandlungsformen sowohl für Stress- und Dranginkontinenz als auch für die Stuhlinkontinenz. Mischinkontinenz kann mit individuell unterschiedlich gestalteten Phasen im frei konfigurierbaren Programm komfortabel therapiert werden.

Technische Daten:

- Zwei isolierte, unabhängige Kanäle
- Impulsform: Asymmetrisch, rechteckig, biphasisch (ohne Gleichstromanteil)
- Intensität: 0 – 80 mA
- Frequenz: 1 – 150 Hz
- Impulsweite: 50 µs – 450 µs
- Anstiegszeit: 0,1 – 9,9 Sekunden

Geräte-Set:

- 1 Myolito-Multifunktionsstimulator
 - 2 Verbindungskabel für die Elektrodenpaare/Sonde
 - 1 Batterie 9V
 - 1 Bedienungsanleitung
- und
- 4 selbstklebende Elektroden (40 x 40 mm),
4 selbstklebende Elektroden (40 x 80 mm)
= Artikelnummer 010 E -205 / PZN 01266094
- oder
- 1 Vaginalsonde IncoProbe V + 1 Elektrodengel
= Artikelnummer 010 E -206
- oder
- 1 Rektalsonde IncoProbe R + 1 Elektrodengel
= Artikelnummer 010 E -207