



IP 800

Infusion Pump

Infusion Pump IP 800


Technical Specifications

Model	IP-800
Pumping Mechanism	Curvilinear peristaltic
IV Set	Compatible with IV sets of any standard
Flow Rate	0.1-1500 ml/h (in 0.1 ml/h increments)
Purge, Bolus	100-1500ml/h (in 1 ml/h increments) Purge when pump stops, bolus when pump starts
Bolus Volume	1-20 ml (in 1 ml increments)
Accuracy	±3%
VTBI	1-9999 ml
Infusion Mode	ml/h, drop/min, time-based
KVO Rate	0.1-5 ml/h (in 0.1 ml/h increments)
Alarms	Occlusion, air-in-line, door open, end program, low battery, end battery, end battery, AC power off, motor malfunction, system malfunction, reminder alarm
Additional features	Real-time infused volume / bolus rate, bolus volume / KVO rate, automatic power switching, mute button, purge bolus, system memory, key locker, change flow rate without stopping the pump
Occlusion Sensitivity	High, medium, low
Air-in-line Detection	Ultrasonic detector
Wireless management	Optional
Power Supply, AC	110/230 V (optional), 50-60 Hz, 20 VA
Battery	9.6±1.6 V, rechargeable
Battery Life	5 hours at 30 ml/h
Working Temperature	10-40°C
Relative Humidity	30-75%
Atmospheric Pressure	700-1060 hPa
Size	174*126*215 mm
Weight	2.5 kg
Safety Classification	Class I, type CF

CE
1984



Katalog No: OKUM-0910-012-11/2016-TR



OKUMAN Medikal Sistemler Ltd.

Kazım Karabekir Caddesi 95/95
06060 İskitler
Ankara / Türkiye

T: +90 312 384 0520
F: +90 312 384 1975
info@okuman.com.tr
www.okuman.com.tr

© 2016 **OKUMAN** Medikal Sistemler Ltd. Tüm Hakları Saklıdır.
Herkesin bu belgeyi yayımlanmış **OKUMAN** ürünleri için kullanması yasaktır.