

GOOD medica



Moderne Rehabilitation

CPM-Bewegungsschiene

OrtoFlexLi 

GOOD MEDICA Sp. z o.o.
ul. Ziemniaczana 15
52-127 Wrocław

Büro:
+48 71 715 64 97
goodmedica@goodmedica.pl

Verkauf und Marketing:
+48 733 518 724
marketing@goodmedica.pl

Service:
serwis@goodmedica.pl



www.goodmedica.pl

Die von uns angebotene CPM-Schiene wird in höchster Qualität hergestellt. Sie ist einfach in der Anwendung und kann sowohl im Krankenhaus als auch zu Hause verwendet werden.

INDIKATIONEN:

- Arthrotomien, Arthroscopien in Kombination mit Synovektomie, Arthrolyse
- Knie- und Hüft-TEP
- Kreuzbandersatzplastiken
- Umstellungsosteotomien
- Operationen am Gelenkknorpel
- nach Gelenkmobilisation in Narkose
- operativ versorgte Frakturen und Pseudarthrosen
- übungstabile Osteosynthesen
- gelenknahe Weichteileingriffe
- Menishektomien
- komplexe Knieoperationen
- und viele andere

Der Einsatz einer motorisierten Bewegungsschiene direkt nach dem operativen Eingriff beschleunigt den postoperativen Behandlungsverlauf und hilft, schnell wieder mobil zu werden.



Parameter des Geräts

Beugungsumfang im Kniegelenk:	von -5° bis 120°
Beugungsumfang im Hüftgelenk:	von 25° bis 100°
Beugungsumfang im Sprunggelenk:	von 0° bis 40°
Einstellungsbereich für das Femur:	32 bis 49 cm
Einstellungsbereich für das Schienbein:	25 bis 57 cm
Versorgungsspannung:	~230 V, 50 Hz, 35 VA
Abmessungen:	95 x 32 x 36-46 cm (LxBxH)
Transportmaße:	105 x 45 x 35 cm
Gewicht:	9,5 kg

GOOD
medica

OrtoFlexLi

www.goodmedica.pl



**GOOD
medica**

GOOD MEDICA Sp. z o.o.
ul. Ziemniaczana 15
52-127 Wrocław

Büro:
+48 71 715 64 97
goodmedica@goodmedica.pl

Verkauf und Marketing:
+48 733 518 724
marketing@goodmedica.pl

Service:
serwis@goodmedica.pl